

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
27.06.2022



CODICE ARTICOLO: **PINZETTE**  
ITEM CODE: **FORCEPS**

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Pinzette monouso con presa ergonomica ed antiscivolo. Prodotte in ABS di colore bianco. Dispositivo latex-free.

*Disposable forceps with antislip, ergonomic grip. Manufactured in ABS white colour. Latex free device*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	<b>NON STERILE / NOT STERILE</b>	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE (ABS) ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate	MIN -40°C MAX +85°C	<i>Temperature range</i>
Lunghezza (mm)	124	<i>Length (mm)</i>
Apertura (mm)	12	<i>Spread (mm)</i>
Peso (g)	5,4	<i>Weight (g)</i>
Colore	BIANCO / WHITE	<i>Colour</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio", dispositivo adatto a maneggiare cotone, garze, cerotti e quant'altro può venire in contatto con il corpo umano. Adatto a maneggiare campioni umani.

**Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale e NON è destinato per il prelievo di campioni direttamente dal corpo umano.**

Dispositivi fabbricati con Sistema Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485.

*The intended purpose is "For generic laboratory uses", device used to handle sanitary cotton, gauze, plasters and anything else entering in contact with human being. Suitable to handle human specimen.*

*This device is for professional use only and is NOT intended to take samples directly from human body.*

*Devices manufactured with Quality System compliant with the UNI EN ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 13485 standards.*

REF.	Sterile R	Confezione interna <i>Internal packing</i>	Scatola / Box QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY		
			Quantità <i>Quantity</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Peso <i>(Kg.)</i>
<b>5701</b>		Sacchetti da 100 pz <i>Bags of 100 pcs</i>	500 pcs (5 x 100 pcs)	29,3 x 17,5 x 24 cm 0,012 m <sup>3</sup>	3,1
<b>5701/CS/100</b>		N°13 sacchetti ognuno contenente n°100 pinzette in confezione singola <i>N° 13 bags each containing n ° 100 forceps individually wrapped</i>	1.300 pcs (13 x 100 pcs)	52,5 x 37,5 x 35 cm 0,069 m <sup>3</sup>	7,1
<b>5701/S</b>		Sfuse <i>Bulk</i>	1.000 pcs	40 x 25,2 x 29 cm 0,029 m <sup>3</sup>	6,0
<b>5701/SG</b>	√	Sacchetti da 100 pz <i>Bags of 100 pcs</i>	500 pcs (5 x 100 pcs)	29,3 x 17,5 x 24 cm 0,012 m <sup>3</sup>	3,1
<b>5701/SG/CS</b>	√	Confezione Singola <i>Individually wrapped</i>	1.000 pcs	52,5 x 37,5 x 35 cm 0,069 m <sup>3</sup>	7,1
<b>5701/SG/CS/100</b>	√	N°13 sacchetti ognuno contenente n°100 pinzette in confezione singola <i>N° 13 bags each containing n ° 100 forceps individually wrapped</i>	1.300 pcs (13 x 100 pcs)	52,5 x 37,5 x 35 cm 0,069 m <sup>3</sup>	7,1
<b>5701/SG/CS/P</b>	√	Confezione Singola peel-pack <i>Individually wrapped in peel-pack</i>	1.000 pcs	52,5 x 37,5 x 35 cm 0,069 m <sup>3</sup>	8,4

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS













### - Destinato esclusivamente ad uso professionale –

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbricante. Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile  
 Manipolare utilizzando dispositivi di protezione individuale: pericolo di contaminazione  
 Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso  
 Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare  
 Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra  
 Non riutilizzare: Dispositivo monouso. L'eventuale riutilizzo potrebbe causare la contaminazione del campione.  
 Nel caso di dispositivo sterile o asettico: stato microbiologico garantito a confezione integra. Non ri-sterilizzare  
 Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C)  
 Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)  
 Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.  
 Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

### - For professional use only -

*Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the evenience of doubts concerning the intended purpose.*  
*Before use check the perfect closure of the device if applicable.*  
*Handle using personal protective equipment: risk of contamination.*  
*Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.*  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the device.*  
*Do not use after expiry date or if packing is opened.*  
*Do not re-use: Disposable Device. Any reuse could cause sample contamination.*  
*If sterile or aseptic Device: Microbiological status in undamaged pack. Do not re-sterilize.*  
*Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C)*  
*Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)*  
*Disposal according to applicable regulations, risk of infection.*  
*Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.*

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)

	Data di produzione <i>Date of manufacture</i>		Data di scadenza <i>Use-by date</i>		Lotto <i>Batch code</i>
	Codice articolo <i>Catalogue number</i>		Fabbricante <i>Manufacturer</i>		Monouso <i>Do not re-use</i>
	Utilizzare a confezione integra <i>Do not use if package is damaged</i>		Proteggere dall'umidità <i>Keep dry</i>		Non esporre ai raggi del sole <i>Keep away from sunlight</i>
	Non sterile <i>Non-sterile</i>		Sterile irradiato <i>Sterilized using irradiation</i>		Latex free