


Produktbeschreibung /Product description

Art.-Nr. /Item No.: 1302926, 1032928, 1032929
 Artikel: Gynobrush[®], gynäkologische Abstrichbürsten, unsteril
 /Item: Gynobrush[®], gynaecological brushes, non-sterile

Material /Material:
 Griff /Handle: Plastik, ABS /Plastic, ABS
 Bürste /Brush: 1) rostfreier Stahldraht, Ø 0,6 mm /stainless steel wire, Ø diam. 0.6mm
 2) Nylon Filament, Ø 2.5 mil 0,064 mm /Nylon filament, Ø diam. 2.5mil 0.064mm
 Sicherheitsspitze: Polystyrol (PS), (nur 1032929)
 /Safety tip: Polystyrene (PS), (only for 1032929)



Größe /Size: Grifflänge /Length of handle: 175 mm
 Griff-Ø /Diam. of handle: 3 mm
 1032928 / 1032929: Kopflänge /Length of brush: A: 22 mm
 Kopf-Ø /Diam. of brush: B: Min. 5 mm, C: Max. 7 mm
 1032926: Kopflänge /Length of brush: A: 20 mm
 Kopf-Ø /Diam. of brush: B: Min. 4.5 mm, C: Max. 19 mm
 Sorten /Types: 1032926: Spezial, tannenbaumförmige Bürste /Special /fir-tree brush
 1032928: Standard /Standard
 1032929: Plus, mit Sicherheitsspitze /Plus, with safety tip
 Farbe /Colour: 1032926: Hell-lila Griff /Light-violet handle
 1032928: Blauer Griff /Blue handle
 1032929: Hell-lila Griff /Light-violet handle

Verwendungszweck: Die gynäkologischen Abstrichbürsten sind zur Entnahme endocervicaler Proben. Es werden damit Zellen gesammelt. Sie sind zum Einmalgebrauch und unsteril. Sie werden ausschließlich von medizinischem Fachpersonal gehandhabt. Sie dürfen nicht zur endometrialen Probenentnahme benutzt werden!

/Intended Use: For gynaecological sample taking (to collect cells from endocervix). For single use only, non-sterile. Only for use through professional medical staff.
 NOT for collection of endometrial samples!

Haltbarkeit /Shelf life: 5 Jahre /5 years



Export and Production
- since 1949 -

Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg, Germany

Verpackung: 10 Stück / PE-Beutel
10 PE-Beutel / Papierbox (= 100 Stück)
20 Papierboxen / Karton (= 2000 Stück)
4 Kartons / Außenkarton (= 8000 Stück)

/Packaging: 10 pcs. / PE-bag
10 PE-bags / paperbox (= 100 pcs.)
20 paper boxes / carton (= 2000 pcs.)
4 cartons / outer carton (= 8000 pcs.)

Lagerung: Im geschlossenen Beutel lagern an einem kühlen und dunklen Ort. Trocken und ohne Hitzeinwirkung lagern.

/Storage: Store in a sealed condition, cold and dark place, and without heat and moisture place.

Gebrauchsanweisung: Ein Bild als Gebrauchsanweisungen ist auf der 100er-Box aufgedruckt. Ebenso wie andere wichtige Hinweise:

- nicht steril
- zur Entnahme endocervicaler Proben
- Nicht zur endometrialen Probenentnahme benutzen
- Vor Gebrauch prüfen, ob der Bürstenkopf fest ist!

/Instruction for use: Instruction for use is a picture printed on the 100-pcs-box and some important notices are printed on this box:

- non-sterile
- Endocervical Sampling Brush
- Do not use for endometrial sampling!
- Check tight fitting of brush head before use!

Klassifizierung: Medizinprodukt Klasse I, Regel 5

/Classification: Medical device class I, non sterile, rule 5

Angewandte Normen: DIN EN 13485, DIN EN 15223, DIN EN 14971, DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-10, DIN EN ISO 10993-11, EN 1041, Medizinproduktegesetz /German Medical product law, Richtlinie /Directive 93/42/EWG, Richtlinie /Directive 2007/47/EG



1032926



1032928



1032929

www.herenz.de

Phone +49-040-739-20-40
Fax +49-040-739-20439
Email hhh@herenz.de
ILN 40 49434 00000 8
PD_Gynobrush.docx

Managing Directors

Dieter Cyll, Antje Herenz-Cyll
Comm. Rg. Hamburg HRB 48884
Tax No. 44/780/02888
V.A.T. No. DE 118 665 646

Postbank Hamburg

Sort Code 200 100 20
Account No. 6846 46 200
IBAN DE97200100200684646200
Swift-Code PBNKDEFF
Seite /Page 2 / 2

Deutsche Bank AG

Sort Code 200 700 00
Account No. 55 00 251
IBAN DE82200700000550025100
Swift-Code DEUTDEHH

Hamburger Sparkasse

Sort Code 200 505 50
Account No. 1085 243 002
IBAN DE87200505501085243002
Swift-Code HASPDEHH

20.03.2018 rev. 1