

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Pipette stand, vertical Portapipette verticale
Use (use destination)	Support for pipettes can accommodate 18 pipettes with diameters not exceeding 10mm, plus 10 pipettes with diameters not exceeding 15 mm.
Utilizzo (destinazione d'uso)	Supporto per pipette. Può portare fino a 18 pipette con diametro non superiore a 10 mm più 10 pipette con diametro non superiore a 15 mm.
Material Materia prima	PP PP
automated (or not)	not automated
automatizzato (o no)	non automatizzato
Intended user	Intended for qualified laboratory users
Utilizzatore a cui il dispositivo è destinato	Per impiego in laboratorio da parte di personale qualificato
IFU	Pipette stand, vertical <ul style="list-style-type: none"> Strictly follow the laboratory procedure for safety use report to the product distributor any defects that prevent the use of the article dispose of the article according to the provisions of current legislation. wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated samples. Keep out of reach of children
Istruzioni per l'uso	Portapipette verticale <ul style="list-style-type: none"> Seguire scrupolosamente le procedure specifiche del laboratorio per l'utilizzo in sicurezza segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo dell'articolo eliminare il prodotto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. tenere lontano dalla portata dei bambini
Circular base with PVC rod Article 262	Custom designed dished base unit with PVC rod to complete the system.
Base circolare con asta in PVC Articolo 262	Supporto base customizzato con asta in PVC per completare il dispositivo.

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Codes /Codici	Description/Descrizione	Diameter/diametro
265	Pipette stand with 18 small and 10 large hole places Portapipette con 18 posti piccoli e 10 grandi	175 mm
262	Circular base with PVC rod Base circolare con asta in PVC	230 mm



GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETÀ GENERALI / CONFORMITÀ

CE IVDR	No
Autoclavability - Autoclavabile	Yes
Sterile - Sterile	No

CHEMICAL RESISTANCE – RESISTENZE CHIMICHE PP

Categories of substances /Categorie di sostanze	Reference /Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	B	C	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	A	B	B
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	A	A	A
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	B	C	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	A	B	C
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	-	-	-
Ester Estere	Ethyl Acetate Acetato di Etila	100	B	B	C
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	B	C	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	B	B	C
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	B	B	C

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance:** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza:** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni.
- **B: sufficient resistance:** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza:** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili.
- **C: poor resistance:** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza:** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use, it is recommended to carry out preliminary testing.
I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE /CODICE	MINIMUM PACK PCS /CONFEZIONAMENTO MINIMO PZ	CASE PCS /SCATOLA PZ
265	1	45
262	1	10