

Absorbant BioBuard

Adapté lors du transport d'échantillons biologiques liquides.


Dans le cas du transport d'échantillons biologiques liquides contenus dans des emballages secondaires étanches, la gamme des absorbants dispose de **différentes capacités d'absorption.**



Composition :

• Matériaux

- Couche absorbante : mélange spécifique d'absorbant constitué de fibres 100% cellulose liées à des fibres super-absorbantes.
- Sous-couche : polyéthylène blanc associé par soudage thermique



Caractéristiques :

Référence	Désignation	Dimensions (L x l en mm)	Capacité d'absorption (en ml)	Compatibilité Sachet patient-SodiLock	Conditionnement (nombre de pièces)
A03002	Manchon BioBuard 30 x 120 mm	30 x 120	12	Sachet patient	100
A03009	BioBuard 80 x 145 mm	80 x 145	60	Sachet patient	100
A03010	BioBuard 100 x 170 mm	100 x 170	80	Sachet patient SodiLock 800	100
A03012	BioBuard 266 x 122 mm	266 x 122	170	SodiLock 3,4L	100
A03014	BioBuard 280 x 400 mm	280 x 400	580	SodiLock 5,5L 6,5L 8L et 10L	50
A03015	BioBuard 220 x 150 mm	220 x 150	175	SodiLock 3,6L	100
A03020	BioBuard 80 x 145 mm VRAC	80 x 145	60	Sachet patient	Vrac – par 2000
A03018	BioBuard 100 x 170 mm VRAC	100 x 170	80	Sachet patient SodiLock 800	Vrac – par 2000

Pour découvrir tous les sachets étanches et absorbants scannez le QR Code



12/03/2024

Contactez notre commercial

✉ commercial@sodibox.com ☎ +33 (0) 2 98 06 62 20

Retrouvez tous nos produits sur www.sodibox.com

