



SPRÁVNOST NASAZENÍ STUPNICE VŽDY NUTNO OVĚŘIT

POTISK – BARVA BÍLÁ BI01L/B

PŘESNOST STUPNICE ±10% Z JMENOVITÉHO OBJEMU V KAŽDÉM BODĚ

1-3.3 – DŮLEŽITÉ PRO KONTROLU KVALITY

KVALITA PROVEDENÍ VÝROBKU viz ČSN 70 4030 a ČSN EN ISO 24450

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------|--------|--------|-------------|---|---|---|
| Měřítko 1:1 | Navrhl | Technolog | ~105g | Změna | SÍLA STĚNY A DNA | Datum | 05/08 | Podpis | Sýkora | Index změny | A | 2 | x |
| Dne 22.5.2008 | Kreslil Přezkoušel | J. Sýkora Schválil | Normal.ref. | Hmotnost | | | | | | | | | x |
| | | | | ZD | Starý výkres | Nový výkres | | | | | | | |
| SKLÁRNÝ KAVALIER a.S. SÁZAVA | | Název (typ) BAŇKA KUŽELOVÁ 25/250 | | A4 A3 A2 | 032 417 706 250/2 | | | | | | | | |
| | | | | | Počet listů | List | | | | | | | |